

## Baterías para scooters eléctricos, todos los modelos - BAT.



### Características Avanzadas de las Baterías de Scooters eléctricos

Descubre la potencia y fiabilidad de nuestras Baterías de Scooters eléctricos, diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo y sostenible. Con tecnología de vanguardia, estas baterías aseguran una carga eficiente y una larga duración para mantener tu movilidad sin interrupciones.

### Consejos para un buen uso

Nunca intente hacer funcionar su scooter o silla eléctrica con las baterías completamente descargadas. Tenga cuidado de no dejar luces o cualquier otro contacto encendido. Al guardar el scooter o silla durante más de 6 semanas, se recomienda cargar completamente las baterías, desconectarlas y sobre todo recargar las baterías mensualmente. Nunca desconecte de la red eléctrica el cargador antes de que indique que la carga está completada. Desenchufe el cargador de las baterías, así como de la red eléctrica, después de la carga. (Algunos cargadores pueden agotar las baterías si los deja conectados largos periodos de tiempo).

### Especificaciones técnicas

| Características          | Datos                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Código de Producto       | SAT000A, SAT000B                                     |
| Recomendaciones de Carga | Carga inicial completa, recargar al 50% de capacidad |
| Mantenimiento            | Desconectar y recargar mensualmente si no            |

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
|           | está en uso                                       |
| Seguridad | Nunca dejar el cargador conectado indefinidamente |

Las Baterías de Scooters son una inversión en tu independencia y bienestar. Asegúrate de seguir las indicaciones de uso y mantenimiento para maximizar su rendimiento y durabilidad. ¡Optimiza tu movilidad y disfruta de la libertad de moverte sin límites!