

## Scooter compacto de gran autonomía VICTORY LUX - SM6



### Explora la Libertad con el Scooter Compacto VICTORY LUX

El **Scooter Compacto VICTORY LUX** redefine la movilidad personal con su diseño deportivo y prestaciones avanzadas. Ideal para aquellos que buscan independencia y comodidad en sus desplazamientos, este scooter ofrece una combinación imbatible de potencia, confort y seguridad.

#### Características Destacadas

Equipado con un potente motor de 400W y baterías de 40Ah, el **Scooter Compacto de Gran Autonomía VICTORY LUX** promete una autonomía de hasta 28 Km a una velocidad máxima de 9 Km/h, permitiéndote realizar desplazamientos largos sin preocupaciones. Su sistema de luces delanteras y traseras, junto con intermitentes y luz de freno, aseguran tu visibilidad y seguridad en todo momento.

#### Beneficios que Aporta a la Salud

Este scooter no solo mejora tu movilidad, sino que también contribuye a tu bienestar general al permitirte realizar actividades al aire libre y mantener una vida social activa, lo cual es esencial para la salud mental y emocional.

## Indicaciones de Uso del Scooter eléctrico compacto de gran autonomía Victory-Lux

El **Scooter** está especialmente indicado para personas con movilidad reducida o discapacidades que dificultan la movilidad y el acceso a espacios exteriores.

Las patologías para las cuales este scooter resulta especialmente beneficioso incluyen, pero no están limitadas a, artritis, lesiones de espalda, y condiciones neurológicas que afectan la movilidad.

Características	Datos
Modelo	SM6
Longitud total	120 cm
Ancho total	60 cm
Ancho asiento	44 cm
Altura libre al suelo	8 cm
Radio de giro	137 cm
Pendiente máxima	6°
Ruedas delanteras/traseras	260 mm
Potencia motor	400W
Baterías	2 x 12V 40Ah
Autonomía	28 Km
Velocidad	9 Km/h

Con el **Scooter de Gran Autonomía VICTORY LUX**, redescubre la alegría de la movilidad sin límites y mejora significativamente tu calidad de vida.