

Scooter 3 ruedas desmontable GOGO ELITE TRAVELLER - SP3GOGO-17



Explora la Libertad de Movimiento con el Scooter 3 Ruedas Desmontable GOGO ELITE TRAVELLER

El **Scooter 3 ruedas desmontable GOGO ELITE TRAVELLER** redefine la comodidad y la autonomía en el mundo de la movilidad personal. Diseñado para ofrecer la máxima portabilidad sin sacrificar el rendimiento, este scooter es tu compañero ideal para navegar por espacios reducidos y disfrutar de aventuras al aire libre.

Características Destacadas

Este scooter se desmonta rápidamente, lo que facilita su transporte y almacenamiento en la mayoría de los maleteros de coches. El asiento giratorio y ajustable asegura una comodidad personalizada, mientras que las ruedas antipinchazos eliminan la necesidad de mantenimiento frecuente. Además, cuenta con una práctica cesta portaobjetos para llevar tus pertenencias de manera segura.

Beneficios que aporta a la Salud el Scooter GOGO ELITE TRAVELLER

El **GOGO ELITE TRAVELLER** está diseñado para mejorar significativamente tu calidad de vida. Facilita el desplazamiento, reduciendo el esfuerzo físico y promoviendo una mayor independencia, lo que contribuye positivamente a tu bienestar emocional y físico.

Indicaciones de Uso

Este scooter está especialmente indicado para personas que requieren asistencia en la movilidad debido a condiciones físicas limitantes. Su diseño ergonómico y fácil manejo lo hacen ideal para usuarios de todas las edades que buscan una solución eficaz y cómoda para mejorar su movilidad diaria.

Tipos de Patologías

El **Scooter 3 ruedas GOGO** es especialmente beneficioso para personas con condiciones que afectan la movilidad y el equilibrio, como artritis, lesiones de pierna y otros trastornos neuromusculares que dificultan la caminata o el desplazamiento prolongado.

Características	Datos
Modelo	SP3GOGO-17
Longitud total	95 cm
Ancho total	49 cm
Ancho asiento	42 cm
Altura libre	6 cm
Radio de giro	92 cm
Pendiente máxima	6º
Ruedas delanteras/traseras	200/190 mm
Potencia motor	270W
Baterías	2 x 12V 17Ah
Autonomía	21 Km
Velocidad	6,5 Km/h

Descubre un mundo de posibilidades y mejora tu movilidad con el **Scooter 3 ruedas desmontable GOGO ELITE TRAVELLER**. ¡Adquiere el tuyo hoy y toma el control de tu movilidad y libertad!