

Accesorio Protector Tibial De Termoplástico - TP-4801



ACCESORIO PROTECTOR TIBIAL DE TERMOPLÁSTICO

El Accesorio Protector Tibial De Termoplástico es un complemento indispensable para aquellos que buscan máxima protección y soporte en actividades deportivas y laborales. Diseñado para ofrecer una protección eficaz ante impactos y lesiones musculares, este accesorio es una elección acertada para prevenir y tratar roturas fibrilares de hasta un segundo grado, pequeños desgarros y distensiones musculares.

Características Innovadoras – Accesorio Protector Tibial De Termoplástico

Fabricado con tejido de velour en su exterior y tejido de panal en su interior, este accesorio incorpora una placa tibial en termoplástico de polietileno de baja densidad de 2mm. Además, cuenta con un sistema adherente en microgancho que asegura una colocación precisa y cómoda. Las cinchas superior e inferior permiten un ajuste perfecto, garantizando la sujeción necesaria para una protección eficaz.

Tallas y Ajuste

Disponible en cinco tallas diferentes, se adapta a un amplio rango de perímetros de pantorrilla, asegurando un ajuste perfecto para cada usuario. Desde pequeñas dimensiones de 25 cm hasta más amplias de 41 cm, este accesorio es ideal para todo tipo de usuarios.

Indicaciones Clínicas

Este accesorio está especialmente indicado para la protección en situaciones de riesgo de lesiones, como en el deporte o en ciertos trabajos físicos. Su uso es crucial en la prevención de lesiones musculares, ofreciendo un soporte y protección sin igual.

Características	25-27 cm	27-30 cm	30-33 cm	33-37 cm	37-41 cm
Velour	Tejido de panal con placa tibial en termoplástico				
Microgancho	Superior e Inferior				
Gris	Roturas fibrilares hasta 2º grado, pequeños desgarros, distensiones musculares				