

Andador ADF | Forta - 0601.0003



Andador ADF | Forta

Descubre el andador ADF | Forta, una solución premium diseñada específicamente para facilitar la movilidad de personas con condiciones como artrosis y reumatismo. Fabricado en aluminio, este andador es ligero pero extremadamente resistente, soportando hasta 150 kg.

Características innovadoras

El andador ADF está equipado con un sistema de doble posición patentado, lo que permite su uso tanto por pasos como en posición fija, brindando apoyo y seguridad en todo momento. Además, su diseño plegable lo hace fácil de almacenar y transportar, ocupando un espacio mínimo cuando no se está usando.

Comodidad y ajustabilidad

Gracias a su doble juego de puños, este andador no solo ayuda en la caminata, sino que también facilita el proceso de levantarse. Además, es regulable en altura, adaptándose a las necesidades específicas de cada usuario, lo que lo convierte en una opción versátil y cómoda para una amplia gama de estaturas.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
-----------------	-------

Material	Aluminio
Altura	81-93 cm
Longitud	48.5 cm
Ancho	62 cm
Peso del andador	2.700 kg
Capacidad de carga	150 kg

Documentación y soporte del Andador ADF | Forta

El andador ADF viene acompañado de un manual de usuario y un certificado CE, asegurando que cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad. Además, nuestro equipo de atención al cliente está siempre disponible para resolver cualquier duda o proporcionar asistencia adicional.

Elige el andador ADF para una experiencia de movilidad segura y confortable. Su diseño ligero, robusto y fácil de manejar lo convierte en el aliado perfecto para mejorar tu calidad de vida diaria.