

Andador AIR ON ZERO | Forta - 0611.010X



Andador Air On Zero de Forta

Descubre el **Andador Air On Zero | Forta**, una solución innovadora diseñada para mejorar la movilidad y autonomía de las personas que necesitan apoyo al caminar. Este andador de interior sin asiento combina un diseño ligero y moderno con características funcionales que garantizan seguridad y confort en cada paso.

Características Destacadas

- **Diseño Ergonómico:** Su estructura se adapta perfectamente a la anatomía del usuario, asegurando una postura correcta y cómoda.
- **Peso Ligero:** Con un peso de solo 3,36 kg, es fácil de manejar y transportar, lo que lo convierte en un compañero ideal para el día a día.
- **Ruedas delanteras fijas:** Equipado con ruedas delanteras fijas y 2 conteras de freno por presión, el Andador Air On Zero permite una maniobrabilidad excepcional en espacios reducidos.
- **Ajustable en Altura:** Su altura se puede ajustar fácilmente para adaptarse a diferentes tallas de usuario, garantizando un uso cómodo para todos.

Beneficios de Usar el Andador Air On Zero

El Andador Air On Zero de Forta no solo es un accesorio de movilidad, sino una herramienta que promueve la independencia y la seguridad. Ayuda a prevenir caídas, reduce el riesgo de lesiones y

mejora la calidad de vida al facilitar el desplazamiento en el hogar. Su diseño elegante y moderno también lo hace un complemento estético para cualquier entorno.

Especificaciones Técnicas

- **Dimensiones:** 56 cm de ancho x 56 cm de profundidad x 85-91 cm de altura ajustable.
- **Material:** Construido en aluminio de alta calidad, resistente y duradero.
- **Colores Disponibles:** Negro, gris, azul, coral, verde esmeralda y pistacho.

¿Por qué elegir el Andador Air On Zero?

Elegir el Andador Air On Zero es optar por calidad, seguridad y un diseño que se adapta a tus necesidades. Perfecto para el uso diario, ya sea en casa o en espacios públicos, este andador se convertirá en tu mejor aliado para una movilidad activa y segura.

Opiniones de Clientes

Numerosos usuarios han elogiado la facilidad de uso y la estabilidad que ofrece el Andador Air On Zero. ¡Únete a nuestra comunidad de usuarios satisfechos y experimenta la libertad de movimiento que mereces!

No esperes más para mejorar tu calidad de vida. **Adquiere el Andador Air On Zero hoy mismo** y comienza a disfrutar de una movilidad sin límites.

Especificaciones del Producto

Característica	Especificación
Modelo	Air On Zero
Tipo	Andador de interior sin asiento
Peso	3.36 kg
Material	Acero
Ancho total	56 cm
Altura del manillar	De 85 a 91 cm (ajustable)
Dimensiones plegado	15 cm
Ruedas delantera fija	150 mm.
Peso máximo soportado	110 Kg.
Colores disponibles	negro, gris, azul, coral, verde esmeralda y pistacho.