

Andador aluminio Air On Plus - 0611.040X



Explora la Innovación y Comodidad con el Andador aluminio Air On Plus

Descubre el Andador aluminio Air On Plus, una solución ideal para aquellos que buscan una combinación de ligereza y durabilidad para mejorar su movilidad diaria.

Construcción Robusta y Ligera

Fabricado en acero, el AIR On Plus es sorprendentemente ligero, pesando solo 4 kg, pero es capaz de soportar hasta 110 kg. Esta combinación ofrece una experiencia de uso seguro y cómodo porque asegura la estabilidad necesaria sin ser un lastre.

Comodidad y Ajuste Personalizado

Sus empuñaduras ergonómicas están diseñadas para adaptarse a la forma de la mano, proporcionando un agarre natural y cómodo. Además, la altura de las empuñaduras es regulable, variando entre 85 y 91 cm, lo que permite ajustarlo a la medida ideal para el usuario.

Fácil Almacenamiento y Transporte

Uno de los mayores beneficios del AIR On Plus es su capacidad de plegarse hasta quedar en tan solo 20 cm de longitud. Esto lo hace perfecto para almacenar en pequeños espacios o transportar en un vehículo.

Seguridad y Estabilidad Mejoradas

Equipado con ruedas delanteras fijas y un eficiente sistema de freno por presión, este andador garantiza una movilidad segura. El freno se activa automáticamente cuando el usuario se apoya o se sienta, lo que evita deslizamientos y caídas.

Características Adicionales del Andador aluminio Air On Plus

No sólo es funcional y fácil de usar, sino que también viene con accesorios útiles como un respaldo y una cesta de tela, que son estándar en todos los modelos. Además, está disponible en una atractiva gama de seis colores: negro, gris, azul, coral, verde esmeralda y pistacho, permitiendo que el estilo personal del usuario brille.

Opciones de Personalización del Andador aluminio Air On Plus

Para aquellos que buscan un toque extra de comodidad, el AIR On Plus ofrece accesorios opcionales como fundas de asiento acolchadas y puños de goma, lo que aumenta aún más su funcionalidad y comodidad.

Características	Descripción
Material	Acero
Peso del producto	4 kg
Capacidad de carga	110 kg
Altura ajustable	85-91 cm
Longitud (plegado)	20 cm
Ancho interior	40 cm
Dimensiones del asiento	40x26 cm
Altura del asiento	54 cm
Ruedas delanteras	2x150 mm
Ruedas traseras	2x75 mm

Elige el andador AIR On Plus para una experiencia de movilidad segura, cómoda y personalizable. ¡Es el compañero perfecto para asegurar tu independencia y estilo de vida activo!