

Andador bariátrico Kanguro Maxi - 0601-1760



Descubre el Andador Bariátrico Kanguro Maxi

El **Kanguro Maxi** es un andador bariátrico de acero especialmente diseñado para usuarios de hasta 180 kg, combinando durabilidad y funcionalidad en un diseño ergonómico.

Características Principales del Kanguro Maxi

Este andador destaca por su estructura robusta y su asiento acolchado, ofreciendo comodidad y seguridad. Gracias a su sistema de freno por presión, activado al apoyarse o sentarse, proporciona estabilidad adicional.

Ajustabilidad y Comodidad

Las empuñaduras del Kanguro Maxi se ajustan fácilmente en altura, variando entre 86,50 a 94,50 cm, permitiendo adaptarse a la estatura del usuario. El respaldo acolchado añade un extra de confort durante el uso prolongado.

Diseño Práctico y Transportable

El diseño plegable del andador facilita su transporte y almacenamiento, mientras que sus ruedas dobles delanteras de 200 mm y traseras de 150 mm aseguran una movilidad ágil y suave.

Especificaciones Técnicas del Andador bariátrico Kanguro Maxi

Características	Datos
Peso máximo soportado	180 kg
Altura ajustable	86,5 – 94,5 cm
Asiento	50 x 34 cm, altura 52 cm
Ruedas traseras	Dobles, 150 mm
Ruedas delanteras	Dobles, 200 mm
Peso del andador	10,25 kg
Dimensiones	Ancho 79 cm, Ancho interior 63 cm, Longitud 65 cm

Accesorios Compatibles

Además, puedes personalizar tu Kanguro Maxi con una variedad de accesorios como el Kit de Ruedas Basculantes, que proporciona un freno adicional, o el Freno de Acompañante, para mayor control y seguridad.

El Kanguro Maxi no solo es un andador funcional sino también una solución efectiva para mantener la movilidad y autonomía. Su diseño resistente y adaptable lo convierte en la elección perfecta para aquellos que buscan soporte y estabilidad en sus actividades diarias.