

Andador carro de compra Coliseo - Coliseo



Características y Ventajas del Andador carro de compra Coliseo

Descubre la combinación perfecta de movilidad y funcionalidad con el **Andador carro de compra Coliseo**. Este innovador dispositivo no solo facilita tus desplazamientos, sino que además te permite realizar tus compras de manera cómoda y segura.

Seguridad Garantizada

Con el **Andador carro de compra Coliseo**, tus preocupaciones por la seguridad quedan atrás. Equipado con un sistema de frenado eficiente y 4 ruedas de alta rotación, las dos delanteras dobles, este andador proporciona una estabilidad excepcional, reduciendo el riesgo de accidentes.

Comodidad y Práctico

Además de seguro, este andador es sumamente cómodo. Cuenta con un asiento acolchado y un respaldo que te permiten descansar siempre que lo necesites. Ideal para esas largas esperas o simplemente para tomar un respiro durante un paseo.

Plegable y Fácil de Almacenar

El diseño plegable del **Andador carro de compra** lo hace perfecto para almacenar en cualquier espacio, sin ocupar mucho lugar en tu hogar. Esto lo convierte en la opción ideal para mantener tu vivienda ordenada y sin obstáculos.

Capacidad y Durabilidad

Incorpora una bolsa de compra desmontable y lavable, con capacidad de carga de hasta 5 kg, perfecta para tus días de mercado. Además, el andador soporta un peso total de hasta 120 kg, asegurando resistencia y larga durabilidad.

Especificaciones del Andador carro de compra Coliseo

Características	Datos
Peso del andador	5.4 kg
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	47 cm x 47 cm x 87-97 cm
Medidas del asiento	36x34 cm
Medidas plegado	48x30x74 cm
Altura del asiento al suelo	45.5 cm
Material	Acero
Material de la bolsa	Nylon impermeable
Capacidad de la bolsa	21 L
Peso máximo soportado (asiento)	100 kg
Peso máximo soportado (bolsa)	5 kg

El **Andador carro de compra** es la solución ideal para aquellos que buscan un soporte seguro y confiable en sus actividades cotidianas, permitiendo a usuarios de todas las edades mantener su independencia y estilo de vida activo.