

## Andador carro de compra Forum - Forum



### Características Exclusivas del Andador carro de compra Forum

Descubre el **Andador carro de compra Forum**, diseñado no solo para mejorar tu movilidad sino también para hacer tu experiencia de compra más cómoda y segura. Este andador de última generación, ideal para uso exterior, se transforma fácilmente en un carro de compra, gracias a su cesta doble plegable con una capacidad de hasta 49 litros.

#### Compacto y Fácil de Manejar

El **Andador carro de compra Forum** se destaca por su diseño ultracompacto, con un ancho total de solo 53 cm y una profundidad de 67 cm. Su estructura ligera de aluminio, que pesa solo 8,5 kg, facilita su transporte y manejo en cualquier entorno, ya sea en interiores congestionados o en exteriores amplios.

#### Seguridad y Confort en Todo Momento

Equipado con ruedas delanteras dobles giratorias que se pueden bloquear, el andador asegura una estabilidad excepcional. Además, el sistema de freno de maneta permite un control total durante el andar y al momento de realizar tus compras, asegurando que el andador permanezca en su lugar incluso en inclinaciones.

#### Almacenamiento Versátil y Ajustable

Una característica innovadora es la doble cesta plegable, que no solo ofrece un amplio espacio de almacenamiento sino que también es completamente desmontable y lavable, lo que garantiza una higiene óptima. Además, bajo el asiento, encontrarás una bolsa adicional para guardar objetos personales o compras adicionales.

### Adaptabilidad para Cada Usuario

El andador permite ajustar la altura en seis niveles diferentes, variando entre 81 y 96 cm, asegurando así la máxima comodidad para usuarios de diversas estaturas. Los reposabrazos abatibles facilitan el acceso al asiento y mejoran la experiencia de descanso.

Características	Datos
Dimensiones totales	53 cm de ancho x 67 cm de profundidad x 81-96 cm de altura
Peso total	8,50 kg
Capacidad de cesta	49 litros
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	136 kg
Tipo de ruedas	Dobles y giratorias, bloqueables

El **Andador carro de compra Forum** es tu compañero ideal para disfrutar de una vida activa y autónoma, proporcionando no solo movilidad sino también una solución práctica y elegante para tus compras. Adquiérela hoy y transforma tus días con movilidad y estilo.