

Andador de aluminio Ara-Plus - 0601.150X



Descubre la Movilidad Redefinida con el Andador de aluminio ARA-Plus

El Andador de aluminio ARA-Plus es la solución perfecta para aquellos que buscan una mayor independencia y seguridad al moverse. Diseñado meticulosamente para combinar funcionalidad y estilo, este andador no solo mejora la movilidad sino que también asegura una experiencia confortable en cada uso.

Construcción Ligera y Resistente

Fabricado en aluminio de alta calidad, el ARA-Plus es excepcionalmente ligero y resistente. Su diseño robusto pero fácil de manejar permite a los usuarios desplazarse sin esfuerzo, lo que lo convierte en un compañero ideal para la vida diaria.

Comodidad y Adaptabilidad

Las empuñaduras de goma ergonómicas del ARA-Plus están diseñadas para proporcionar un agarre cómodo y seguro, reduciendo la fatiga de las manos durante períodos prolongados de uso. Además, la altura de las empuñaduras se puede ajustar fácilmente, ofreciendo una adaptabilidad completa desde 85 cm hasta 96 cm para acomodar diversas estaturas.

Características Innovadoras del ARA-Plus

Este andador incluye ruedas delanteras dobles fijas que garantizan una estabilidad superior y maniobrabilidad en una variedad de superficies. Además, las ruedas traseras están equipadas con un sistema de freno por presión, activado automáticamente al apoyarse o sentarse, asegurando así una parada segura y controlada.

Plegable y Portátil

Una de las características más destacadas del ARA-Plus es su capacidad de plegarse de manera compacta. Esto facilita su transporte y almacenamiento, haciendo que sea perfecto para llevar en viajes o guardar cuando no está en uso, ocupando un espacio mínimo.

Accesorios Personalizables y Prácticos

El ARA-Plus viene equipado con una variedad de accesorios para mejorar la experiencia del usuario. Una cesta de tela negra proporciona un espacio conveniente para llevar objetos personales, mientras que las fundas de asiento acolchadas disponibles en varios colores permiten personalizar el andador según las preferencias personales.

Características	Datos
Material	Aluminio ligero y resistente
Empuñaduras	Goma ergonómica
Altura ajustable	85 – 96 cm
Dimensiones (Largo x Ancho)	62 cm x 57 cm
Plegado (Longitud)	24,5 cm
Plegable	Sí
Ruedas delanteras	Dobles fijas
Ruedas traseras	Con freno por presión
Accesorios incluidos	Cesta de tela, fundas de asiento acolchadas
Peso	3,880 kg
Capacidad de carga	130 kg

Beneficios Clave del Andador ARA-Plus

Además de su diseño superior, el ARA-Plus proporciona múltiples beneficios, desde mejorar la autonomía hasta ofrecer un soporte confiable y seguro. Su estructura ligera y plegable garantiza que pueda ser tu compañero diario sin importar a dónde vayas.

Explora cómo el ARA-Plus puede transformar tus actividades diarias, ofreciéndote la libertad y el soporte que necesitas para disfrutar de una vida plena y activa. Convierte cada paso en un movimiento seguro y estable con el Andador ARA-Plus.