

Andador Drakon 1 | Forta - 0601.185X



Andador Drakon 1 | Forta: Comodidad y Seguridad en Cada Paso

Descubre el **Andador Drakon 1** de *Forta*, diseñado meticulosamente para ofrecer la máxima comodidad y seguridad a sus usuarios. Este andador, fabricado en **aluminio ligero pero resistente**, es ideal para personas que buscan apoyo y estabilidad mientras se desplazan.

Características Únicas

El Andador Drakon 1 viene equipado con una serie de características pensadas para mejorar la experiencia del usuario:

- **Respaldo de aluminio acolchado:** Ofrece un soporte cómodo y seguro cada vez que necesites descansar.
- **Funda de asiento transpirable:** Acolchada y extraíble, facilita su lavado y asegura una higiene óptima.
- **Cesta de tela negra:** Perfecta para llevar objetos personales de manera segura durante tus desplazamientos.
- **Empuñaduras de goma:** Cómodas y duraderas, diseñadas para un agarre seguro.
- **Altura regulable:** Las empuñaduras se ajustan fácilmente en varias posiciones, con una altura que va desde 85 a 96 cm, adaptándose a la estatura del usuario.
- **Plegable y fácil de transportar:** Ideal para almacenar en espacios reducidos o llevar en el coche.
- **Ruedas giratorias delanteras dobles:** Proporcionan una excelente maniobrabilidad en

cualquier dirección.

- **Ruedas traseras dobles con freno por presión:** Aumentan la seguridad al activarse automáticamente cuando el usuario se apoya o se sienta.

Característica	Detalle
Medidas del Asiento	40x26 cm
Ancho Interior	42,5 cm
Longitud Plegado	30 cm
Ancho	57 cm
Longitud	64,5 cm
Altura	85-96 cm
Altura del Asiento	55 cm
Diámetro de las Ruedas	8x150 mm
Peso	4,720 kg
Resistencia	130 kg