

Andador eléctrico multifuncional iRoller - iRoller



Características y Ventajas

Descubre la libertad de movimiento con el **Andador eléctrico multifuncional iRoller**, una innovación en tecnología de movilidad diseñada para mejorar la calidad de vida. Este dispositivo no solo es un andador, sino que también se transforma en una silla de ruedas eléctrica y cuenta con un motor acompañante, todo en uno.

Funcionalidad Versátil

El **Andador eléctrico multifuncional iRoller** ofrece tres soluciones en un solo producto. Utilízalo como andador para mantener la actividad física, conviértelo en silla de ruedas cuando necesites un descanso, o actívalo como motor acompañante para facilitar el movimiento sin esfuerzo por parte del cuidador.

Seguridad Avanzada

Equipado con un sistema inteligente antideslizante y anticaída, el **Andador eléctrico multifuncional iRoller** garantiza una experiencia segura. Si detecta un movimiento brusco, el dispositivo se detiene automáticamente, protegiendo al usuario de posibles accidentes.

Comodidad y Control

Con su estructura ligera y maniobrabilidad, este andador proporciona una experiencia cómoda y

controlada. Ajusta la velocidad según tus necesidades y disfruta de la estabilidad que te ofrece en cada paso.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Ancho total	64 cm
Profundidad con reposapiés plegado	70 cm
Ancho entre ruedas traseras	44 cm
Profundidad total	100 cm
Alto del asiento al suelo	50 cm
Altura regulable	77,5 a 90 cm
Peso total sin baterías	17,50 kg
Peso con batería de 5 Ah	18,25 kg
Peso con batería de 10 Ah	19 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía con batería de 5/10 Ah	10 a 20 km
Capacidad de carga máxima	100 kg

Compacto y Portátil

Gracias a su diseño inteligente, el iRoller se pliega rápidamente, ocupando un espacio mínimo. Esto lo hace perfecto para llevar en el maletero del coche o almacenar en espacios reducidos.

Accesorios y Complementos

Cada iRoller viene equipado con una bolsa de almacenamiento de alta calidad, ideal para llevar objetos personales de forma segura y discreta mientras te desplazas.

El **Andador eléctrico multifuncional iRoller** es más que un simple dispositivo de movilidad; es un compañero indispensable para aquellos que valoran la independencia y la seguridad en su día a día.