

Andador Kanguro | Forta - 0601.1702



Descubre el Andador Kanguro de Forta: Comodidad y Seguridad en Cada Paso

El **Andador Kanguro de Forta** es la combinación perfecta de funcionalidad y diseño, pensado para proporcionar la máxima comodidad y seguridad en tus desplazamientos. Fabricado en aluminio, este andador no solo es **ligero** sino también extremadamente **resistente**, lo que garantiza su durabilidad y facilidad de manejo en diferentes entornos.

Características Principales

- **Respaldo de aluminio acolchado:** Para un descanso seguro y confortable siempre que lo necesites.
- **Funda de asiento transpirable:** Acolchada y diseñada para el máximo confort, además es **extraíble** y fácil de lavar, manteniendo la higiene y comodidad en todo momento.
- **Cesta de tela negra:** Práctica y discreta, ideal para llevar contigo todo lo necesario sin esfuerzo.
- **Empuñaduras de goma:** Ergonómicas y duraderas, diseñadas para un agarre seguro y cómodo.
- **Altura regulable:** Las empuñaduras se ajustan fácilmente entre 85 y 96 cm, adaptándose a la estatura de cada usuario.
- **Plegable y fácil de transportar:** Su diseño permite plegarlo rápidamente, ideal para almacenar o llevar en el coche.
- **Ruedas giratorias dobles delanteras:** Proporcionan una excelente maniobrabilidad en

cualquier dirección.

- **Ruedas traseras con freno por presión:** Aseguran una parada segura al activarse automáticamente cuando te apoyas o sientas en el andador.

Colores Disponibles

Elige el estilo que más te guste