

Andador Karibú | Forta - 0601.06XX



Andador de Exterior con Freno Maneta Karibu

El **Andador de Exterior con Freno Maneta Karibu Forta** es la solución ideal para aquellas personas que necesitan apoyo y estabilidad al momento de caminar. Diseñado específicamente para su uso en exteriores, este andador combina funcionalidad y seguridad, permitiendo una movilidad independiente y confiable.

Características Principales

- **Freno Maneta:** Equipado con un sistema de freno de fácil uso, que permite al usuario detenerse de manera segura en cualquier momento.
- **Estructura Resistente:** Fabricado con materiales duraderos que garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones climáticas adversas.
- **Diseño Ergonómico:** El andador cuenta con un diseño que se adapta a la anatomía del usuario, proporcionando un agarre cómodo y seguro.
- **Ruedas Todo Terreno:** Las ruedas robustas están diseñadas para ofrecer un excelente rendimiento en diferentes superficies, desde aceras hasta caminos de tierra.
- **Ajustable en Altura:** Permite personalizar la altura del andador para adaptarse a las necesidades individuales del usuario.

Beneficios del Andador Karibu

El **Andador de Exterior Karibu** no solo proporciona apoyo físico, sino que también mejora la

calidad de vida de sus usuarios al fomentar la independencia y la confianza al caminar. Gracias a su diseño ligero y portátil, es fácil de transportar y almacenar, lo que lo convierte en la opción perfecta para excursiones y paseos al aire libre.

Recomendaciones de Uso

Para garantizar un uso adecuado y prolongar la vida útil del andador, se recomienda:

- Realizar un chequeo regular de los frenos y las ruedas.
- Limpieza con un paño suave para mantener la estructura en óptimas condiciones.
- Evitar el uso en terrenos extremadamente irregulares que puedan comprometer la estabilidad.

Conclusión

El **Andador de Exterior con Freno Maneta Karibu** es una herramienta esencial para quienes buscan mejorar su movilidad y seguridad mientras disfrutan del aire libre. Su diseño práctico y funcional lo convierte en una opción destacada en el mercado de productos de movilidad. No esperes más para experimentar la libertad y la confianza que este andador puede ofrecerte.

Especificaciones Técnicas

Características	Detalles
Modelo	Karibu
Tipo	Andador de exterior con freno de maneta
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	130 kg
Altura manejable	De 78 a 94 cm
Ruedas	Ruedas de 8" con freno
Frenos	Frenos en las manetas
Accesorios	Funda para el andador incluida
Color	Variedad de colores disponibles
Dimensiones	78-94 cm (altura) x 62 cm (ancho) x 65 cm (profundidad)
Uso recomendado	Exterior