

## Andador para adultos Aluminio Plegable Sin ruedas Columna - MA-00470/01



### Andador para adultos Aluminio Plegable Sin ruedas Columna

Descubre la movilidad redefinida con el **Andador para adultos Aluminio Plegable Sin ruedas Columna**, tu compañero ideal para una vida activa y segura.

Este andador de alta calidad es perfecto para quienes buscan apoyo y estabilidad al caminar. Fabricado en aluminio ligero y resistente, es fácil de manejar y transportar. Además, es plegable, lo que facilita su almacenamiento en cualquier espacio pequeño, como el maletero de un coche.

### Especificaciones Técnicas

Característica	Detalle
Tipo	Andador para adultos, sin ruedas, columna
Material	Aluminio
Plegable	Manual
Regulable en altura	5 posiciones (ajuste)
Comodidad	Agarres ergonómicos
Función 2 en 1	Andador y bastón
Ancho total	55 cm
Ancho plegado	10 cm
Altura total regulable	76 – 93 cm

Largo total	50,5 cm
Peso del andador	2,5 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Dimensiones de la caja	10,5 cm x 78 cm x 55 cm

## Características Destacadas

El andador es ajustable y se adapta a la altura del usuario para un uso cómodo y personalizado. Además, cuenta con agarres ergonómicos que reducen el esfuerzo y proporcionan un apoyo firme durante su uso.

Gracias a su diseño sin ruedas, este andador ofrece estabilidad superior, especialmente en superficies irregulares, lo que lo convierte en una excelente opción para el uso diario tanto en interiores como en exteriores.

## Tallas y Medidas del Andador para adultos Aluminio Plegable Sin ruedas Columna

El **Andador Aluminio Plegable Sin ruedas** es ajustable en altura desde 76 cm hasta 93 cm, y tiene un ancho de 55 cm, asegurando un paso cómodo y seguro a través de la mayoría de las puertas estándar.

Además, cuando está plegado, el andador mide solo 10 cm de ancho, lo que lo hace compacto para transportar y fácil de guardar en cualquier lugar, incluso en espacios reducidos.