

Andador Plegable Aluminio Asiento 2 ruedas Ligero Deluxe Future - MA-00154/02



Andador Plegable Aluminio Asiento 2 ruedas Ligero Deluxe Future

El **Andador Plegable Aluminio Asiento 2 ruedas Ligero Deluxe Future** es la solución perfecta para aquellos que buscan estabilidad y seguridad al caminar, sin renunciar a la ligereza y la maniobrabilidad. Diseñado especialmente para personas con movilidad reducida, este andador combina funcionalidad y estilo para mejorar la calidad de vida diaria.

Características Principales

Este andador es extremadamente ligero porque está fabricado en aluminio de alta calidad. Además, cuenta con un asiento ergonómico que garantiza comodidad incluso durante periodos prolongados de uso. Su sistema de plegado manual hace que sea fácil de almacenar y transportar, lo cual es ideal para llevarlo en viajes o guardarlo en casa sin ocupar mucho espacio.

Tallas y Medidas – Andador Plegable Aluminio Asiento 2 ruedas Ligero Deluxe Future

Característica	Detalle
Diseño	Plegable, ligero, en aluminio
Tipo	Andador de 2 ruedas con asiento
Marca	Future Mobiclinic

Peso del andador	5,2 kg
Regulable en altura	5 posiciones (ajuste de 2,5 cm)
Plegable	Manual, con un ancho plegado de 20 cm
Comodidad	Puños ortopédicos y asiento ergonómico
Ancho total	59 cm
Compatibilidad con puertas	Puede pasar por puertas de 62,5 cm de ancho
Dimensiones plegado	20 cm
Uso en vehículo	Se transporta en maletero (ej. Volkswagen Polo)

Beneficios y Ventajas

El uso de este andador no solo facilita la movilidad, sino que también aporta una gran seguridad y confianza gracias a su diseño estable y robusto. Su capacidad de ajuste en altura permite que se adapte a las necesidades específicas del usuario, proporcionando así una experiencia personalizada y cómoda.

Además, el andador es fácil de manejar en espacios estrechos y puede pasar por puertas de tamaño estándar sin problemas. Por lo tanto, es una excelente opción tanto para uso interior como exterior.