

## Andador plegable Burdeos Prado - MA-00545/04-BU



## **Andador plegable Burdeos Prado**

Descubre la movilidad redefinida con el **Andador plegable Burdeos Prado**, tu compañero ideal para garantizar seguridad y autonomía en cada paso. Diseñado pensando en las necesidades de los adultos mayores, este andador combina funcionalidad y estilo para mejorar la calidad de vida diaria.

Este modelo destaca por ser extremadamente **ligero**, gracias a su construcción en aluminio de alta calidad, pesando solo 6,86 Kg. Además, soporta un peso máximo de 110 Kg, lo que garantiza robustez y durabilidad. Los **frenos por presión** son fáciles de activar y proporcionan una gran seguridad, permitiendo al usuario desplazarse con tranquilidad y ganar independencia.

La funcionalidad **plegable y regulable** del andador permite un fácil almacenamiento y transporte, además de ajustarse perfectamente a la altura del usuario. Con un ancho total de 63,3 cm, este andador es capaz de pasar por puertas estándar y al plegarse cabe cómodamente en el maletero de un coche.

Además de ser un soporte mientras caminas, el **Andador Prado** sirve como bastón y cuenta con un cómodo asiento con respaldo para descansos necesarios durante largos paseos. Incluye también una práctica cesta de compras, lo que lo convierte en un 4 productos en 1 verdaderamente versátil.

## Especificaciones – Andador plegable Burdeos Prado



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com



Característica	Detalle
Tipo	Andador plegable con asiento y respaldo – 4
	ruedas – Con cesta
Material	Aluminio
Color	Burdeos (Prado)
Regulable en altura	Sí, con 5 posiciones
Plegable	Manual, con ancho plegado de
	aproximadamente 20 cm
Ruedas	4 ruedas (dos delanteras y dos traseras dobles)
Dimensiones del andador	Longitud: 68–75 cm; Ancho: 66 cm; Altura:
	85-101 cm
Dimensiones del asiento	51 x 33 x 52–59,5 cm
Peso del andador	6,5 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Funcionalidad adicional	Incluye cesta para facilitar el transporte de
	objetos

## Beneficios para la salud

Este andador no solo mejora la movilidad, sino que también es altamente recomendado para personas con condiciones como artrosis de cadera, enfermedades de la columna, debilidad en las piernas y más. Facilita un caminar seguro y estable, disminuyendo el riesgo de caídas y mejorando significativamente la independencia del usuario.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com