

Andador plegable para adultos con reposapiés, asiento y frenos - A41009F



Andador plegable con reposapiés

El Andador plegable para adultos con reposapiés **A41009F**, diseñado para brindar seguridad, comodidad y versatilidad. Este innovador dispositivo 2 en 1 puede transformarse de andador a silla de ruedas en unos simples pasos, ideal para aquellos que valoran la autonomía y funcionalidad.

Colores Disponibles

- Azul
- Gris

Reposapiés

El modelo de Andador plegable para adultos con reposapiés A41009F incluye un reposapiés que facilita la conversión de andador a silla de ruedas, permitiendo que el usuario se siente cómodamente y sea trasladado con facilidad.

Seguridad y Confort

Construido para soportar hasta 120 kg, este andador ofrece una estructura robusta y ruedas reforzadas de Ø19 cm que aseguran estabilidad y seguridad en cada movimiento.

Tipo de Freno

Equipado con frenos de maneta, proporciona un control preciso y seguro, ideal para ajustar rápidamente la movilidad según sea necesario.

Plegado

Gracias a su diseño fácilmente plegable, el Andador plegable para adultos con reposapiés A41009F puede ser almacenado o transportado sin complicaciones, ocupando un mínimo espacio.

Asiento

El asiento de 35 cm de ancho y 34 cm de profundidad ofrece una comodidad excepcional, complementado con una bolsa integrada útil para guardar objetos personales.

Restyling

Renovado con un acabado en pintura mate y materiales de alta calidad, este andador no solo es funcional sino también elegante.

Cesta

Incluye una cesta de tela de 18 litros de capacidad, perfecta para llevar compras o efectos personales, y es fácilmente extraíble para su limpieza.

Respaldo

El respaldo acolchado asegura confort al sentarse y es extraíble, permitiendo ajustarlo según las necesidades del usuario.

Porta Bastón

Viene con un soporte para bastón incorporado, facilitando el transporte de este esencial accesorio de manera segura y práctica.

Especificaciones Técnicas del Andador plegable con reposapiés

Característica	Detalle
Ancho total	61,5 cm
Ancho entre ruedas traseras	42,5 cm
Profundidad con reposapiés	79 cm
Profundidad sin reposapiés	68 cm
Profundidad plegado	32,5 cm
Alto total (regulable)	83,5 – 95,5 cm
Peso total	9,10 kg

Peso máximo soportado	120 kg
-----------------------	--------