

## Andador plegable de aluminio CAR -



### Descubre el Andador plegable de aluminio CAR: Ligereza y Resistencia en Uno

El Andador plegable de aluminio CAR está diseñado para ofrecer una solución óptima de movilidad, combinando una estructura de aluminio ultraligera con una resistencia excepcional. Con un peso de tan solo 2,25 kg, este andador es capaz de soportar hasta 125 kg, proporcionando una base segura y robusta para los usuarios.

#### Confort y Adaptabilidad

Este andador no solo destaca por su ligereza, sino también por sus empuñaduras ergonómicas, diseñadas específicamente para adaptarse a la forma de la mano, ofreciendo un confort superior durante su uso. Además, es regulable en altura, con empuñaduras que se ajustan desde 87 hasta 96 cm, garantizando así la postura correcta para cada usuario, ideal incluso para personas más altas.

#### Versatilidad y Facilidad de Uso

El Andador plegable de aluminio CAR es fácilmente plegable, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Equipado con ruedas fijas delanteras y tacos traseros, este andador asegura un desplazamiento suave y estable. Además, está disponible en una variedad de colores vibrantes como azul, verde esmeralda, coral, pistacho y negro, permitiendo personalizar su elección según sus preferencias.

## Accesorios y personalización

Para una experiencia aún más adaptada a sus necesidades, este andador incluye opciones de personalización con accesorios como cesta, mesa y un kit de ruedas con freno por presión para las patas traseras, además de puños de goma o en arco, añadiendo funcionalidad y comodidad a su uso diario.

Características	Datos
Peso del producto	2,25 kg
Capacidad de peso	125 kg
Altura regulable	87 – 96 cm
Ancho	50,5 cm
Largo cuando está plegado	24,5 cm
Diámetro de las ruedas	150 mm

Con el Andador plegable de aluminio CAR, disfrutará de una solución de movilidad que combina eficiencia, comodidad y estilo, adaptándose perfectamente a sus necesidades diarias y mejorando su calidad de vida.