

Andador plegable de Aluminio Prado - MA-00545/04



Andador plegable de Aluminio Prado

Descubre la libertad de movimiento con el **Andador plegable de Aluminio Prado**, tu mejor aliado para mantener la independencia y seguridad en cada paso. Diseñado pensando en la comodidad y las necesidades de los adultos mayores, este andador ofrece múltiples características que garantizan un desplazamiento seguro y confortable.

Características Principales

LIGERO: Fabricado en aluminio de alta calidad, este andador es extremadamente ligero, pesando solo 6,86 Kg, sin embargo, soporta un peso máximo de 110 Kg. Además, su diseño plegable permite un fácil almacenamiento y transporte.

SEGURO: Equipado con frenos por presión que se activan con facilidad, proporciona una estabilidad excepcional, reduciendo el riesgo de caídas. Por lo tanto, es ideal para aquellos que valoran la independencia pero requieren de un soporte adicional.

VERSÁTIL Y CÓMODO: No solo sirve como andador, sino que también incluye un asiento con respaldo para descansos seguros y una cesta para llevar objetos personales o compras, haciendo de este modelo un 4 en 1 muy práctico.

Especificaciones Técnicas del Andador plegable de Aluminio Prado

Característica	Detalle
Material	Aluminio
Color	Azul
Peso del producto	6.86 Kg
Peso máximo soportado	110 Kg
Dimensiones totales	Ancho: 63.3 cm, Largo: 69.5 cm
Dimensiones plegado	47 cm de largo
Altura ajustable	Sí
Características adicionales	Asiento, respaldo, cesta de compras

Accesorios y Opciones

Este andador viene equipado con una cesta de compras desmontable, ideal para guardar objetos personales o hacer pequeñas compras. Además, su asiento y respaldo proporcionan un descanso cómodo y seguro mientras estás fuera de casa.

Indicaciones de Uso

Recomendado para adultos mayores, personas con dificultad para caminar o aquellos que requieren de apoyo adicional debido a condiciones como artrosis de cadera, debilidad en las piernas o enfermedades de la columna. Por su diseño y funcionalidades, facilita la movilidad y mejora la calidad de vida de sus usuarios.