

Andador Plegable Freno en manetas 3 ruedas Cesta Verde Caleta - MA-00380/11-NR



Andador Plegable Freno en manetas 3 ruedas Cesta Verde Caleta

El **Andador Plegable Freno en manetas 3 ruedas Cesta Verde Caleta** es sinónimo de seguridad y comodidad para quienes buscan apoyo adicional en sus desplazamientos. Este andador robusto y fiable es ideal para uso tanto interior como exterior, asegurando una experiencia de movilidad sin preocupaciones.

Características y Beneficios

Este modelo destaca por su estructura en acero, lo que garantiza una larga vida útil y resistencia superior. Además, es completamente plegable, reduciendo su tamaño a solo 16.5 cm de ancho cuando está cerrado, lo que facilita su almacenamiento y transporte. El ajuste de altura es sencillo, permitiendo que se adapte a la estatura específica de cada usuario, lo cual es crucial para su comodidad y correcta postura.

La seguridad es prioritaria, y por eso cuenta con frenos en las empuñaduras que también pueden bloquear completamente las ruedas para evitar deslizamientos no deseados. Las ruedas macizas de 20 cm proporcionan estabilidad y son ideales para todo tipo de superficies. Además, los puños ergonómicos ayudan a distribuir el peso de manera eficiente, reduciendo la fatiga al usar el andador.

Tallas y medidas del Andador Plegable Freno en manetas 3 ruedas Cesta Verde Caleta

Característica	Medida
Ancho total	66 cm
Largo total	69.5 cm
Altura regulable	84 – 98.5 cm
Ancho plegado	16.5 cm
Peso del andador	7,67 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Accesorios incluidos

Además de su diseño funcional y seguro, este andador incluye una cesta de gran capacidad y una bolsa trasera. Estos accesorios son perfectos para llevar objetos personales o hacer compras, lo que lo hace aún más práctico. La cesta es fácil de limpiar y añade un valor considerable al conjunto, facilitando la vida diaria del usuario.

En resumen, el **Andador Plegable Freno en manetas 3 ruedas Cesta Verde Caleta** es una elección excelente para aquellos que valoran la independencia y seguridad al moverse. Su diseño bien pensado y los materiales de alta calidad garantizan satisfacción y una excelente relación calidad-precio.