

Andador plegable Magnum Carbon - Magnum Carbon



Características Destacadas del Andador Plegable Magnum Carbon

El **Andador plegable Magnum Carbon** representa la combinación perfecta de tecnología y diseño, ofreciendo un rendimiento superior para usuarios activos. Fabricado completamente en fibra de carbono, este andador no solo es extremadamente ligero, sino también increíblemente resistente y duradero.

Diseño Ultraligero y Resistente

Gracias a su construcción en fibra de carbono, el **Andador plegable Magnum Carbon** tiene un peso de solo 5,50 kg, lo que facilita su manejo y transporte. Además, es capaz de soportar un peso de hasta 136 kg, asegurando robustez y seguridad en cada paso.

Fácil de Plegar y Almacenar

El sistema de plegado paralelo del andador permite reducir su tamaño a tan solo 18 cm de ancho y 85 cm de alto, ideal para guardar en espacios reducidos o transportar en el maletero del coche. Este diseño pensado para la comodidad, junto con su peso ligero, hace que llevarlo contigo sea un proceso sencillo y sin esfuerzos.

Comodidad y Seguridad en el Movimiento

Equipado con un sistema de frenos de maneta y bloqueo, y un innovador sistema de freno sin

cables, el **Andador plegable Magnum Carbon** ofrece una experiencia de uso segura y controlada, permitiendo al usuario moverse con confianza tanto en interiores como en exteriores.

Adaptabilidad y Confort

Los puños del andador son ajustables en altura, adaptándose a usuarios con estaturas de 150 a 185 cm, lo que garantiza una postura ergonómica y cómoda durante su uso. Además, el respaldo extraíble y la cesta de gran capacidad añaden un plus de comodidad, permitiendo largas jornadas de uso sin renunciar a la practicidad.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Material	Fibra de carbono
Peso Total	5,50 kg
Peso Soportado	Hasta 136 kg
Dimensiones	64 cm x 68 cm x 83-96 cm (ajustable)
Ancho entre ruedas traseras	49 cm
Alto del asiento al suelo	60 cm
Sistema de Frenos	Maneta y bloqueo sin cables
Cesta	38 cm x 12 cm x 25 cm, 11,4 litros

El **Andador plegable Magnum Carbon** es tu compañero ideal para mantener un estilo de vida activo y independiente. Con su diseño innovador y funcionalidades avanzadas, redefine lo que esperas de una ayuda de movilidad. Hazte con el tuyo y sigue explorando el mundo con confianza y estilo.