

Andador plegable Magnum para exterior - 120600



Explora la Libertad con el Andador Plegable Magnum para exterior

El **Andador plegable Magnum para exterior** es tu compañero ideal para moverte con seguridad y comodidad en exteriores. Diseñado pensando en las necesidades de quienes buscan independencia y facilidad de movimiento, este andador es la solución perfecta porque combina funcionalidad y diseño de alta calidad.

Características Destacadas del Andador plegable Magnum para exterior

Este andador está fabricado en aluminio, lo que garantiza un peso ligero de solo 7,90 kg, facilitando su uso y transporte. Además, puede soportar hasta 136 kg de peso, lo que lo hace robusto y duradero. Por otro lado, el sistema de frenos de maneta proporciona un control preciso, permitiendo bloquear el andador con facilidad.

Especificaciones Técnicas

El **Andador Magnum** está disponible en tallas de 41 cm y 43 cm de ancho de asiento, con una profundidad de asiento de 25 cm, y ajustes de altura de 80 a 96,5 cm, adaptándose a diversas estaturas y necesidades. Además, su diseño plegable permite un almacenamiento compacto y un transporte sin esfuerzos.

Comodidad y Accesorios

Este andador viene equipado con una cesta de tela lavable y extraíble, con capacidad de 10 litros para transportar objetos personales de hasta 5 kg. También cuenta con un respaldo de tela acolchada, que se ajusta cómodamente a la espalda del usuario, proporcionando soporte durante el uso.

Tabla de Especificaciones

Características	Talla 41	Talla 43
Ancho total	57 cm	57 cm
Ancho entre ruedas traseras	44 cm	44 cm
Profundidad total	65,5 cm	65,5 cm
Alto total (regulable)	80 – 96,5 cm	80 – 96,5 cm
Peso total	7,90 kg	7,90 kg
Peso máximo soportado	136 kg	136 kg

Con el **Andador plegable Magnum para exterior**, disfrutarás de una movilidad segura y cómoda, ya sea en paseos por el parque o en tus actividades diarias. ¡Adquiere el tuyo y continúa explorando el mundo con confianza y libertad!