

## Andador posterior Kaiman Forta - 0601.7000



### Andador Infantil Kaiman

El Andador posterior Kaiman Forta es la solución perfecta para quienes buscan una ayuda fiable y segura para mejorar su movilidad. Diseñado con características innovadoras, este andador ofrece confort, seguridad y facilidad de uso en un solo producto.

#### Características Principales:

- **Ruedas traseras con anti-retroceso:** Esta función previene que el andador se mueva hacia atrás, ofreciendo mayor seguridad. El anti-retroceso es fácilmente activable y desactivable manualmente.
- **Empuñaduras de goma ajustables:** Las empuñaduras pueden ajustarse tanto en altura como en ángulo, lo que asegura una adaptación perfecta a la ergonomía de cada usuario.
- **Altura regulable en 12 posiciones:** Se ajusta desde 50 cm hasta 66,50 cm, y puede extenderse hasta 87,50 cm girando los puños a su posición más alta, adaptándose así a las necesidades de diferentes usuarios.
- **Ruedas delanteras giratorias de 150 mm:** Permiten una maniobrabilidad óptima, facilitando el movimiento en diferentes direcciones.

#### Accesorios Incluidos:

- Asiento
- Respaldo

- Antivuelcos
- Sujeciones laterales y respaldo

## Comodidad y Ajustabilidad

Las empuñaduras de goma del Andador posterior KaimaForta no solo son ajustables en altura, sino también en ángulo, permitiendo una personalización completa para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. Además, es regulable en altura en 12 posiciones distintas, que van desde 50 hasta 66,50 cm, alcanzando incluso hasta 87,50 cm al girar los puños a su posición más alta, ofreciendo una versatilidad sin igual.

## Maniobrabilidad Mejorada

Las ruedas delanteras giratorias de 150 mm facilitan la maniobrabilidad en diferentes tipos de superficies, permitiendo un desplazamiento suave y sin esfuerzo. Esta característica hace del Andador posterior KaimaForta una opción ideal para usuarios que buscan movilidad y facilidad de uso.

## Especificaciones Técnicas del Andador posterior Kaiman Forta:

Característica	Detalle
Altura	50-66,5 cm
Longitud	76 cm
Ancho	61 cm
Ø Ruedas Delanteras	2x150 mm
Ø Ruedas Traseras	2x200 mm
Peso	7,500 kg
Resistencia	80 kg

## Conclusión

El Andador posterior Kaima Forta es una elección excelente para aquellos que valoran la independencia y la seguridad en su movilidad diaria. Con su diseño ajustable y fácil de manejar, junto con múltiples accesorios de soporte, este andador no solo mejora la movilidad sino que también asegura el confort y la estabilidad en todo momento.