

Arnés de Pavlik OP1170 Orliman - OP1170



1. Características del Arnés de Pavlik OP1170 | Orliman

Descubre el innovador **Arnés de Pavlik OP1170 Orliman**, diseñado especialmente para ofrecer una solución efectiva y cómoda en el tratamiento de afecciones de cadera en los primeros meses de vida. Este arnés ortopédico no solo es fácil de colocar, sino que también ha sido creado pensando en la seguridad y comodidad del bebé.

Estructura y Diseño

El **Arnés de Pavlik OP1170** está fabricado con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia. Cuenta con un peto central del cual salen varios tirantes ajustables: dos para los hombros y cuatro para las piernas. Los tirantes anteriores ayudan a regular la flexión de la cadera, mientras que los posteriores se encargan de la abducción, todos marcados para asegurar una colocación simétrica y correcta.

Comodidad y Protección

Para maximizar la comodidad, este arnés incluye botines integrados con calcetines, asegurando que los pies del bebé permanezcan en la posición correcta. Además, la presencia de protectores en los tirantes reduce el riesgo de irritación o roce, proporcionando una experiencia más agradable para el pequeño.

Indicaciones Clínicas Arnés de Pavlik OP1170 | Orliman

Este arnés es ideal para tratar diversas condiciones como la displasia del desarrollo de la cadera, dislocación congénita, cadera dislocable y subluxable congénita, así como la displasia acetabular. Es una herramienta esencial para complementar otros tratamientos ortopédicos o quirúrgicos en bebés.

Tallas y Colores

El **Arnés de Pavlik OP1170 Orliman** está disponible en varias tallas que se adaptan al crecimiento de su bebé y en un versátil color gris claro que lo hace ideal tanto para niñas como para niños.

Característica	Datos
Material	Textiles inelásticos, velcro y micro gancho
Componentes	Peto, 2 tirantes de hombros, 4 tirantes de piernas, botines con calcetines, cincha de abducción, protectores
Función	Regulación de flexión y abducción de caderas
Indicaciones	Displasia del desarrollo, dislocación congénita, cadera dislocable/subluxable congénita, displasia acetabular
Tallas (Perímetro cm)	1 (34-40), 2 (40-46), 3 (46-54)
Peso del Arnés (gr)	110, 120, 130
Color	Gris claro

Elige el **Arnés de Pavlik OP1170** para garantizar un tratamiento eficaz y cómodo para tu bebé. Este arnés no solo facilita la recuperación sino que también asegura que el proceso sea lo más suave y seguro posible.