

## Asidera doble TWIN - AD947



### Asidera doble TWIN

Descubre la comodidad y seguridad que ofrece la **Asidera doble TWIN**, una solución innovadora para el descanso y la movilidad en el hogar. Esta asidera barandilla doble es ideal para la cama, proporcionando un tacto cálido que ayuda a mantener el equilibrio al estar junto a la cama y otorga confianza y estabilidad para entrar y salir de la misma.

### Características y Beneficios

La **Asidera TWIN** se asegura fácilmente al somier con las cinchas incluidas, quedando debajo del colchón. Además, permite levantarse y sentarse de forma segura desde una posición acostada hasta una sentada, gracias a sus dos asas regulables en altura. Por lo tanto, esta asidera no solo facilita la movilidad sino que también puede utilizarse para colocar el cuerpo en una posición cómoda o para reposicionarse.

### Tallas y Medidas – Asidera doble TWIN

Modelo	Ancho	Altura Asa 1	Altura Asa 2
AD947	90/100 cm	42 a 53 cm	27 a 37 cm

### Compatibilidad y Uso

La **Asidera TWIN** es exclusivamente compatible con camas de 90 o 100 cm de ancho, asegurando un ajuste perfecto y una instalación sin complicaciones. Además, su diseño permite que sea fácilmente ajustable a distintas alturas, adaptándose a las necesidades específicas de cada usuario. Por lo tanto, es una herramienta esencial en el hogar para aquellos que buscan mejorar su movilidad y seguridad alrededor de la cama.