

Asidera FRIDA para la cama - AD940



Asidera FRIDA para la cama

La Asidera FRIDA para la cama, representa una solución innovadora y segura para el apoyo y la movilidad en el entorno del dormitorio. Este dispositivo de ayuda es esencial para quienes buscan mayor independencia y seguridad al entrar y salir de la cama.

Características y Ventajas

La Asidera FRIDA se instala fácilmente y sin necesidad de herramientas, lo cual es una gran ventaja porque puede montarse en menos de 5 minutos. Además, es compatible tanto con camas estándar como con camas articuladas, ampliando su versatilidad de uso. La empuñadura de espuma de poliuretano proporciona un tacto cálido y antideslizante, lo que garantiza un agarre cómodo y firme.

Por otra parte, su altura es ajustable entre 42 y 53 cm, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. Incluye también una correa de sujeción que asegura la barandilla firmemente al somier, situándose de manera segura debajo del colchón.

Accesorios y Compatibilidad

Además, la Asidera FRIDA ofrece un accesorio opcional: soportes para lamas de barandilla (juego de 4 piezas). Estos soportes facilitan la instalación en cualquier somier con lamas, proporcionando

un soporte estable que previene el hundimiento entre los listones.

Especificaciones Técnicas – Asidera FRIDA para la cama

Característica	Detalle
AD940	90 cm
50 cm	42 – 53 cm
Espuma de poliuretano	Menos de 5 minutos, sin herramientas
Camas estándar y articuladas	Correa de sujeción