

Barandilla extensible y abatible PIVOT RAIL - AD945



Barandilla extensible y abatible PIVOT RAIL

Descubre la **Barandilla extensible y abatible PIVOT RAIL**, una solución innovadora y práctica para quienes necesitan asistencia para entrar y salir de la cama. Este producto combina funcionalidad y conveniencia en un solo diseño.

Características y Beneficios

La barandilla es ajustable en longitud, pudiendo extenderse de 66 cm a 106 cm, lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de camas y necesidades del usuario. Además, es plegable hacia abajo, facilitando el acceso a la cama. Su instalación es versátil, pues puede montarse en ambos lados de la cama. Incluye una bolsa práctica para objetos, ideal para guardar elementos esenciales al alcance de la mano.

Es importante destacar que la barandilla asegura un levantamiento y sentado más fácil, gracias a su estructura resistente y ergonómica. Además, incluye un cinturón de fijación doble, que garantiza una estabilidad superior.

Especificaciones – Barandilla extensible y abatible PIVOT RAIL

Característica	Ancho	Alto	Fondo bajo colchón
Medidas ajustables	66 – 86 – 107 cm	45 cm	60 cm
Plegabilidad	Plegable hacia abajo		

	para fácil acceso	
Montaje	Posible en ambos lados de la cama	
Accesorios	Bolsa para almacenamiento de objetos	
Seguridad	Cinturón de fijación a la cama doble	

Indicaciones de uso

La **Barandilla PIVOT RAIL** es ideal para personas que requieren asistencia adicional al levantarse o sentarse en la cama. Asimismo, es una excelente opción para quienes necesitan mantener objetos importantes a mano mientras están en cama. La altura mínima de la cama para poder abatir correctamente la barandilla es de 38 cm, asegurando así su funcionalidad y eficacia.