


Barandillas abatibles 3 BARRAS - AD952



Barandillas abatibles 3 BARRAS

Descubre la seguridad y comodidad que te ofrecen las **Barandillas abatibles 3 BARRAS**. Diseñadas para proporcionar protección y facilidad de uso, estas barandillas son esenciales para un descanso seguro.

Características y Funcionalidad

Las Barandillas abatibles 3 BARRAS están fabricadas en acero robusto y duradero, asegurando una larga vida útil. Se adaptan a la mayoría de las camas y su instalación es sumamente sencilla, porque no requieren herramientas. Además, su mecanismo de bloqueo automático refuerza la seguridad al mantenerse firmemente en posición una vez elevadas.

Sin embargo, lo que realmente distingue a estas barandillas es su facilidad de manejo. Para bajarlas, simplemente hay que desbloquear el seguro tirando de un pomo, lo cual es ideal para cuidadores y usuarios, ya que facilita el acceso a la cama. Por lo tanto, estos elementos no solo son protectores, sino que también permiten una mayor independencia en las actividades diarias.

Tallas y medidas | Barandillas abatibles 3 BARRAS

Modelo	Largo	Alto	Medida anclaje
AD952	148 cm	40 cm	42 x 85 mm (ancho)
AD952/E	148 cm	40 cm	28 x 85 mm (estrecho)

Beneficios para el usuario y el cuidador

La utilización de las Barandillas trae consigo numerosos beneficios. Para el usuario, ofrece seguridad y previene accidentes, lo cual es fundamental para quienes tienen movilidad reducida. Mientras tanto, el cuidador se beneficia del sistema abatible, ya que puede plegarlas fácilmente, permitiendo un acceso más cómodo y seguro al paciente.

Además, el diseño considerado de estos productos asegura que se integren perfectamente en el entorno del hogar, manteniendo la estética y la funcionalidad. Por lo tanto, son una excelente elección para cualquier situación que requiera este tipo de soluciones de seguridad en el hogar.