

## Batería para Scooter Piscis y Scooter Libra - MA-00562/06-BAT



### Batería para Scooter Piscis y Libra

Descubre la solución definitiva para mantener tu movilidad siempre activa con la «Batería para Scooter Piscis y Libra». Esta batería de alto rendimiento te asegura una experiencia sin interrupciones, porque está especialmente diseñada para adaptarse a tus necesidades.

Característica	Especificación
Voltaje	12 V
Capacidad	35.0 Ah
Peso	10.4 kg
Material	ABS
Corriente de descarga máxima	495A (5s)
Terminal	T6
Dimensiones	196x130x155 mm

### Características y beneficios

La Batería para Scooter es reconocida por su alta calidad y seguridad, lo que te brinda tranquilidad mientras la usas. Además, no requiere mantenimiento, por lo tanto, puedes disfrutar de su

funcionalidad sin preocupaciones adicionales.

Esta batería compacta, pero poderosa, es ideal para quienes buscan eficiencia y durabilidad. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil, incluso en uso continuo, mientras que su capacidad de 35 Ah asegura que tu scooter tenga suficiente energía para recorridos prolongados.

## Compatibilidad y uso

Perfectamente compatible con los modelos de scooter Piscis y Libra, esta batería es esencial para mantener tu dispositivo en óptimo funcionamiento. Sin embargo, también es una excelente elección para otros dispositivos que requieran especificaciones similares.

Gracias a su diseño estándar y fácil instalación, cambiar la batería es rápido y sencillo, lo que te permite volver a la movilidad activa en muy poco tiempo. Además, su tamaño compacto facilita su almacenamiento y manejo.