

Bota viscoelástica - H8010



Bota viscoelástica

Descubre la comodidad y el soporte superior de la **Bota viscoelástica**. Diseñada específicamente para ofrecer alivio y protección en condiciones que requieren la inmovilización de las extremidades inferiores, esta bota se presenta como una solución óptima en múltiples escenarios clínicos.

Modelo	H8010
Largo	61 cm
Alto	32 cm
Material	Espuma viscoelástica con efecto memoria
Cubierta	Poliuretano bi elástico
Lavado	Lavable a 90°C

Características destacadas

La **Bota viscoelástica** está fabricada en espuma viscoelástica, conocida por su capacidad de adaptación a la forma del cuerpo, proporcionando un soporte excepcional y reduciendo la presión en áreas críticas.

Además, cuenta con una cubierta de poliuretano bi elástico que no solo es suave al tacto, sino que también es impermeable y favorece el intercambio de gases, lo que ayuda a prevenir la maceración

de la piel.

Indicaciones de uso

Este producto es ideal para pacientes con cirugías de cadera o aquellos en cuidados intensivos. Funciona efectivamente como parte de una estrategia de prevención de úlceras por presión o como apoyo en el tratamiento de las mismas.

La forma anatómica de la bota ayuda a prevenir la deformación en equino y la rotación, protegiendo zonas de alto riesgo como el tendón de Aquiles.

Tallas y medidas –

Bota viscoelástica

La **Bota viscoelástica** modelo H8010 mide 61 cm de largo y 32 cm de alto, dimensiones que aseguran un ajuste adecuado y una distribución uniforme de la presión alrededor del soporte de la pierna.