

## Cama articulada Marina Plus -



### Cama Articulada Marina Plus

La **Cama Articulada Marina Plus** es la solución ideal para quienes buscan comodidad y funcionalidad en el cuidado sanitario. Esta cama, perteneciente a la Gama Clinic de Tecnimoeem, ofrece una combinación de tecnología y diseño que garantiza tanto la seguridad como el confort del usuario.

### Características y Beneficios

Equipada con un lecho articulado en cuatro planos, la Cama Articulada Marina Plus está compuesta por 8 planchas de polipropileno extraíbles Tecnisan, lo que facilita enormemente su limpieza. Además, cuenta con barandillas de cuatro tubos plegables, diseñadas para prevenir atrapamientos y asegurar la máxima seguridad del paciente.

El cabecero y el piecero están fabricados en plástico sanitario, ofreciendo una fácil higiene y mantenimiento. Además, estos elementos son extraíbles sin necesidad de herramientas, lo que simplifica aún más su uso diario. La cama también incluye un sistema de freno centralizado y un carro elevador con base extra ancha que proporciona una estabilidad lateral superior.

### Tallas y Medidas de La Cama Articulada Marina Plus

La **Cama Marina Plus** presenta un amplio rango de elevación de 38 a 80 cm, lo que permite ajustar

la altura de manera precisa según las necesidades del usuario o del cuidador. La cama está diseñada para soportar un máximo de 150 kg, adaptándose así a una amplia variedad de usuarios.

## Accesorios y Opciones

Esta cama ofrece diversas opciones y accesorios que aumentan su funcionalidad. Entre ellos, se encuentra la opción de movimiento Trend y Anti-trend en el modelo, barandillas de acero con 4 barras, portagotero y un incorporador CPR para bajada rápida de emergencia.

Característica	Descripción
Material del Lecho	Polipropileno copolímero, Tecnisan
Barandillas	4 tubos plegables, tubo superior anti-atrapamiento
Elevación	38 a 80 cm, carro elevador con base ancha
Capacidad Máxima	150 kg
Accesorios disponibles	Barandilla de acero, portagotero, incorporador CPR