

Cama articulada Nules Plus -



Características Destacadas de la Cama Articulada Nules Plus

La **Cama articulada Nules Plus** está diseñada para ofrecer el máximo confort y seguridad, ideal para aquellos que buscan calidad y funcionalidad en un solo producto. Equipada con 4 sujetacolchones laterales y un arquillo en los pies, esta cama previene el desplazamiento indeseado del colchón, garantizando una estabilidad excepcional mientras duermes o descansas.

Seguridad y Confort

Las barandillas de cuatro tubos plegables de la **Cama articulada Nules Plus** están meticulosamente diseñadas con un tubo superior para evitar atrapamientos, ofreciendo una protección adicional sin comprometer la facilidad de uso. Además, su bastidor redondeado en la parte de los pies permite utilizar la cama sin piecero, minimizando el riesgo de golpes al moverse alrededor de ella.

Flexibilidad y Durabilidad

Constituida por lamas de PPVF (polipropileno reforzado con fibra de vidrio), la **Cama articulada Nules Plus** proporciona una combinación perfecta de flexibilidad, higiene y durabilidad. Estas lamas se adaptan a los contornos del cuerpo, ofreciendo un soporte óptimo y una vida útil prolongada.

Especificaciones Técnicas

La **Cama articulada Nules Plus** presenta un amplio rango de elevación de 38 a 80 cm, facilitando el acceso y la salida de la cama. Su carro elevador con base extra ancha asegura una mayor estabilidad lateral, lo que es esencial para usuarios con necesidades especiales.

Característica	Datos
Sistema de sujeción	4 sujeta-colchones laterales, arquillo en pies
Barandillas	Cuatro tubos plegables, tubo superior anti-atrapamiento
Bastidor	Redondeado en pies, sin picero
Material lamas	PPVF (polipropileno reforzado con fibra de vidrio)
Rango de elevación	38-80 cm
Soporte máximo de usuario	150 kg
Lecho	4 planos, 3 articulaciones
Seguridad	Distancia anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior

Accesorios Opcionales

Personaliza tu **Cama Nules Plus** con una variedad de accesorios opcionales como barandillas de acero, portagotero, incorporador y freno centralizado, todos diseñados para mejorar aún más la experiencia del usuario y adaptarse a necesidades específicas. Además, la opción con patas modelo Nules permite ajustar la altura para mayor comodidad.

Con la **Cama Nules Plus**, cada detalle está pensado para proporcionar seguridad, confort y adaptabilidad, haciendo de esta cama una elección ideal para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.