

Cama articulada Recom Plus -



Descubre la Comodidad y Seguridad de la Cama Articulada Recom Plus

La **Cama articulada Recom Plus** está diseñada para ofrecer el máximo confort y seguridad, gracias a sus avanzadas características y construcción robusta. Adecuada para usuarios de hasta 150 kg, esta cama es una solución ideal para aquellos que requieren cuidados especiales o simplemente desean disfrutar de un descanso sin interrupciones.

Características de Seguridad y Confort

La seguridad es primordial en la **Cama articulada Recom Plus**. Dotada de barandillas de cuatro tubos plegables con diseño anti-atrapamiento, garantiza una protección óptima durante el uso. Además, el lecho cuenta con articulaciones seguras que mantienen una distancia de seguridad de 30mm, minimizando cualquier riesgo potencial.

Versatilidad en Medidas y Ajustes

Esta cama se adapta a diversas necesidades porque está disponible en múltiples tamaños, desde 80×180 hasta 105×200 cm. El amplio rango de elevación de 38 a 80 cm permite ajustar la cama a la altura deseada, facilitando tanto el acceso para el usuario como el trabajo de cuidadores.

Especificaciones Técnicas Avanzadas

La **Cama articulada Recom Plus** se caracteriza por su carro elevador con base extra ancha que

proporciona una estabilidad lateral superior. Las lamas de madera de haya vaporizada, recubiertas de papel melamínico, junto con los dobles tensores en la zona lumbar, ofrecen un soporte inigualable y adaptación perfecta del colchón.

Opciones y Accesorios

Personaliza tu experiencia con una variedad de accesorios opcionales como cabeceros, pieceros, barandillas, portagotero y frenos individualizados. Estos componentes adicionales están diseñados para mejorar la funcionalidad y la comodidad de la cama.

Características	Datos
Medidas Disponibles	80×180, 80×190, 90×180, 90×190, 90×200, 105×180, 105×190, 105×200
Elevación	38-80 cm
Capacidad Máxima de Carga	150 kg
Material de Lamas	Madera de haya vaporizada, recubiertas de papel melamínico
Seguridad Anti-atrapamiento	30 mm entre articulaciones
Accesorios Opcionales	Cabecero, piecero, barandillas, portagotero, frenos individualizados

Opta por la **Cama articulada Recom Plus** para asegurar un descanso seguro y personalizado, adaptado a tus necesidades específicas. Ideal para el hogar o instalaciones médicas, esta cama ofrece la combinación perfecta de funcionalidad, comodidad y seguridad.