

Capota impermeable Universal Movo para scooters - MOVO



Características Únicas de la Capota Universal Movo para scooters

La **Capota Universal Movo para scooters** es tu compañera ideal para todas las estaciones. No solo te protege del sol, sino también de la lluvia, el frío y el viento, gracias a su combinación de tejido impermeable y parabrisas con protección solar. Además, su diseño permite una ventilación óptima, asegurando confort en cualquier condición climática.

Instalación y Montaje

Con una instalación que puedes completar en menos de 15 minutos y un sistema que permite desplegar la capota en menos de 10 segundos, la **Capota Universal Movo para scooters** está diseñada para la conveniencia. Su montaje es sencillo, con instrucciones claras disponibles en nuestra web y un vídeo detallado que guía cada paso.

Diseño y Durabilidad

El diseño compacto y ultraligero de la capota, que pesa solo 8.7 kg, facilita su manejo e instalación por una sola persona. Fabricada con aluminio moldeado y policarbonato de alta resistencia, la capota no solo es robusta sino también duradera, capaz de resistir las condiciones climáticas más adversas.

Especificaciones Técnicas de la Capota Universal Movo para scooters

Características	Datos
Ancho total	736 mm
Altura total	965 – 1117 mm
Largo total	1245 mm
Largo plegado	787 mm
Altura del interior	711 mm
Ancho interior	711 mm
Profundidad del interior	1346 mm
Materiales	Mica – calidad náutica grado 3 anti-UV, aluminio fundido y policarbonato de alta resistencia
Lavable	Sí
Peso	8,7 kg

Compatibilidad y Soporte

La **Capota impermeable Universal para scooter eléctrico Movo** es compatible con la mayoría de los modelos de scooter, incluyendo los modelos Mercurius, Carpo y Ceres de VERMEIREN. Para más detalles, te recomendamos contactar a tu proveedor local.

Además, la calidad de la capota Movo está garantizada por las más altas normas establecidas por institutos de pruebas certificados a nivel mundial. Siempre comprometidos con la innovación y la calidad, en Movo seguimos avanzando para ofrecerte lo mejor en protección y estilo para tu scooter.

Ensamblado de la capota Movo en scooter de asiento alto

Ajuste rápido de la capota MOVO en scooter de asiento pequeño

Anclado de la capota MOVO en el scooter

Uso de la capota MOVO para la protección del sol y de la lluvia



Capota Movo – Scooter Leo



Capota Movo – Scooter Leo



Capota Movo – Comet Pro



Capota Movo – Comet Pro



Capota Movo – Comet Pro



Capota – shoprider big foot



Capota – shoprider big foot