

Cinturón De Sujeción 5501 Para Prótesis Femorales - 5501



CINTURÓN DE SUJECCIÓN 5501 PARA PRÓTESIS FEMORALES

El **Cinturón De Sujeción 5501 Para Prótesis Femorales** es una solución integral diseñada para ofrecer una termocompresión y sujeción efectiva de la articulación. Fabricado en neopreno de 5 mm, este cinturón asegura un ajuste cómodo y firme, ideal para usuarios con prótesis transfemorales y aquellos que experimentan inestabilidades leves o procesos dolorosos de larga duración.

Características y Beneficios

Este cinturón se destaca por su capacidad de proporcionar un soporte robusto, gracias a su diseño con cierre en la cintura y cincha de fijación en el muslo. Además, es perfecto para ser utilizado en deportes o actividades de alta exigencia, porque ayuda a prevenir lesiones al someter la articulación a grandes esfuerzos.

Característica	Modelo 5501	Modelo 5502
Material	Neopreno 5 mm	Neopreno 5 mm
Sujeción	Cierre en cintura y muslo	Cierre en cintura y muslo
Indicaciones	Prótesis transfemorales, inestabilidades leves	Prótesis transfemorales, inestabilidades leves

Tallas y medidas – Cinturón De Sujeción Para Prótesis Femorales

Disponible en varias tallas para asegurar un ajuste perfecto:

- Talla 2: Perímetro Cintura 85-100 cm, Perímetro Muslo 40-50 cm
- Talla 3: Perímetro Cintura 85-110 cm, Perímetro Muslo 48-58 cm
- Talla 4: Perímetro Cintura 105-125 cm, Perímetro Muslo 56-66 cm

Indicaciones y Uso

Este cinturón está indicado especialmente para usuarios con prótesis transfemorales y aquellos que sufren de ligeras inestabilidades o procesos dolorosos prolongados. Además, es ideal para prevenir lesiones en actividades de alto impacto, porque proporciona una compresión y sujeción que mantiene la articulación segura y estable.