


#### Cinturón Sacro-Iliaco - SD102



#### CINTURÓN SACRO-ILIACO

Descubre el avanzado **Cinturón Sacro-Iliaco**, diseñado específicamente para proporcionar una compresión y estabilización óptimas de la articulación sacroiliaca. Este cinturón de alta calidad reduce efectivamente el espasmo muscular en la espalda gracias a su acción anuladora del reflejo ligamento-muscular.

# Características Principales

Está fabricado en velour-tejido poromax, lo que garantiza una textura suave y duradera. Además, cuenta con una almohadilla sacroiliaca de foam y un sistema de cierre microgancho que asegura un ajuste perfecto y cómodo. Su innovador sistema de regulación de la compresión por poleas permite obtener la máxima compresión con el mínimo esfuerzo, lo que lo convierte en una solución ideal para quienes buscan soporte sin sacrificar la comodidad.

# Indicaciones y Beneficios

Adecuado para lesiones de las articulaciones sacro-iliaca con o sin inflamación, esguinces de la articulación sacroiliaca, inestabilidad de las articulaciones sacroiliacas, osteopatía dinámica del pubis (pubalgia) y lesiones traumáticas de la sínfisis púbica. Este cinturón permite una libertad de movimiento sin restricciones, siendo más cómodo y de tamaño más reducido que las fajas convencionales.





# Tallas y Medidas del Cinturón Sacro-Iliaco

Talla	Perímetro CM
1	70-80
2	80-95
3	95-110
4	110-125

Además, el **Cinturón Sacro-Iliaco** ofrece un diseño discreto que se adapta perfectamente bajo la ropa, lo que lo hace ideal para uso diario. Alivio efectivo y discreción en un solo producto.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com