

Cochón sanitario Visco con funda -



Descubre el Confort Innovador del Colchón Sanitario Visco con Funda

Experimenta un descanso revitalizador con el Cochón sanitario Visco con funda, diseñado con un núcleo de viscoelástica y poliuretano que se adapta perfectamente a la forma de tu cuerpo, distribuyendo el peso de manera uniforme y aliviando la presión en puntos críticos.

Adaptabilidad y Confort

Gracias a su composición única, este colchón proporciona un soporte excepcional porque su núcleo de poliuretano y viscoelástica se amolda a cada curva de tu cuerpo, permitiendo una noche de sueño tranquila y reparadora.

Protección y Durabilidad

La funda impermeable del Colchón Sanitario Visco con Funda no solo protege contra derrames y manchas, sino que también ofrece una barrera contra ácaros y bacterias, garantizando un entorno de descanso higiénico y duradero. Además, la funda es resistente a múltiples lavados sin perder sus propiedades de impermeabilidad.

Especificaciones Técnicas

El Colchón Sanitario Visco con Funda cumple con altos estándares de calidad y seguridad,

incluyendo certificaciones como CERTIPUR y OEKO-TEX Standard 100 class 1, asegurando que estás invirtiendo en un producto de calidad superior.

Características	Espuma de Poliuretano Flexible Éter	VISCOELASTICA 44VISCO 100% PU	Funda Impermeable
44 ± 3,52 Kg/m ³	60 ± 9 N	1,80 ± 0,27 KPa s	50% Poliéster, 50% Poliuretano
80 ± 12 N	140 ± 21 N	? 5 %	190gr/m ² +/-10
? 10 %	? 30 %	50000 pa	20000 pa
OK	OK	>1500 GR/M ² 24H	2.5 daN/5 cm

Cuidado y Mantenimiento del Cochón sanitario Visco con funda

Para prolongar la vida útil de tu Colchón Sanitario Visco con Funda, se recomienda rotar el colchón mensualmente, intercambiando la posición de cabeza a pies. Además, la garantía de 1 año cubre cualquier defecto de fabricación, asegurando tu inversión en un descanso de calidad.