

## Cojín anatómico DUOFORM - C12



### Cojín anatómico DUOFORM

Descubre la revolución en el cuidado personal con el **Cojín anatómico DUOFORM**. Diseñado para prevenir úlceras por presión, este cojín combina dos tipos de gel y espuma de alta densidad para ofrecer no solo prevención sino también confort y estabilidad óptimos.

### Características Innovadoras

El diseño anatómico del **Cojín anatómico DUOFORM** aumenta la superficie de contacto, reduciendo las presiones transcutáneas y mejorando la estabilidad del paciente. Además, la innovadora combinación de gel viscoelástico y espuma de alta resiliencia asegura una adaptación perfecta a las protuberancias óseas y una distribución eficaz de las presiones.

Las capas de material están totalmente integradas, eliminando el riesgo de separación con el tiempo y asegurando una durabilidad excepcional. Por lo tanto, este cojín representa una solución ideal para pacientes con necesidades especiales de cuidado.

### Indicaciones y Uso

El **DUOFORM** es adecuado para pacientes en riesgo de úlceras por presión o aquellos que ya están afectados por esta condición. Es ideal para individuos con sensibilidad reducida, parálisis parcial o total, y aquellos con estabilidad frontal comprometida o asimetrías posturales leves.

## Tallas y medidas – Cojín anatómico DUOFORM

Modelo	Medidas	Peso máximo de carga
C12A	42 x 42 cm	100 kg
C12B	45 x 42 cm	120 kg

Gracias a su diseño versátil, el **Cojín DUOFORM** puede ser utilizado en diferentes soportes de sentado sin necesidad de ajustes adicionales, ofreciendo así una solución práctica y efectiva para el manejo diario de la salud y el confort.