

Cojín anatómico VISCOFLEX con abductor - C11



Cojín anatómico VISCOFLEX con abductor

Descubre el confort y la innovación del **Cojín anatómico VISCOFLEX con abductor**, diseñado específicamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes y facilitar la labor del personal médico. Este cojín no solo proporciona un soporte excepcional, sino que también está equipado con un abductor ajustable que se adapta perfectamente a la anatomía de cada usuario.

Características y Ventajas

El cojín está fabricado con espuma viscoelástica con efecto memoria, que se adapta a las formas del cuerpo, proporcionando un apoyo óptimo y reduciendo los puntos de presión. Además, el abductor es completamente independiente y ajustable en profundidad hasta 10 cm, lo cual permite un ajuste personalizado para cada paciente. La funda del cojín es impermeable y transpirable, ideal para mantener la higiene y el confort.

Especificaciones del Cojín anatómico VISCOFLEX con abductor

Modelo	Medidas	Peso máximo de carga
C11A	42 x 42 cm	100 kg
C11B	45 x 42 cm	110 kg

Indicaciones y Beneficios

Este cojín es especialmente útil para pacientes que requieren estabilidad extra en la posición sentada para prevenir úlceras por presión y mejorar la postura. La configuración del cojín ayuda a estabilizar el deslizamiento hacia delante, lo que es esencial para evitar complicaciones como las úlceras sacro-coxígeas. Además, su diseño facilita la transferencia del paciente desde y hacia la silla, lo que reduce el esfuerzo del personal de enfermería y aumenta la seguridad del paciente.