

Cojín anatómico VISCOFLEX - C10 C7



Cojín anatómico VISCOFLEX

El **Cojín anatómico VISCOFLEX** es la solución ideal para quienes necesitan un apoyo especializado para prevenir y tratar úlceras por presión en fases iniciales. Diseñado con espuma viscoelástica de alta densidad, este cojín no solo se adapta perfectamente al contorno del cuerpo, sino que también mejora la distribución de la presión y la circulación sanguínea.

Beneficios clave y características

Este cojín cuenta con una forma anatómica con bordes laterales elevados e inclinación frontal-trasera, lo que mejora el posicionamiento y la estabilidad del usuario. Además, la superficie del cojín tiene canales de ventilación que mejoran la circulación de aire, reduciendo el riesgo de maceración y proporcionando una mayor comodidad durante su uso.

La funda del cojín, impermeable y transpirable, está especialmente adaptada para casos de incontinencia, facilitando así la respiración de la piel y reduciendo la humedad. Además, el material del cojín está tratado para resistir desgarros y desmoronamientos, garantizando una mayor durabilidad y seguridad.

Tallas y medidas **El** Cojín anatómico VISCOFLEX

Modelo	Medidas	Recomendado para personas
--------	---------	---------------------------

		de:
C10-3636	36 x 36 cm	70 kg
C10-3838	38 x 38 cm	90 kg
C7A	42 x 42 cm	100 kg
C7B	45 x 42 cm	110 kg
C10-4843	48 x 43 cm	130 kg
C10-5146	51 x 46 cm	140 kg

Indicaciones para el uso adecuado

El **Cojín anatómico VISCOFLEX** es adecuado para pacientes con riesgo alto de úlceras por presión, como aquellos con sensibilidad reducida en los miembros inferiores, parálisis parcial o total del tronco, o aquellos con asimetrías posturales leves. Además, es ideal para usar en diferentes soportes de sentado sin necesidad de ajustes adicionales.