

Cojín antiescaras de aire POLYAIR con 2 válvulas - POLYAIR



Cojín antiescaras de aire con 2 válvulas POLYAIR

Descubre el **Cojín antiescaras de aire con 2 válvulas POLYAIR**, una innovación diseñada para prevenir y tratar las úlceras por presión en pacientes con riesgo elevado. Este cojín no solo mejora el control postural sino que también se adapta perfectamente a la morfología de cada usuario.

Características y Beneficios

El diseño de este cojín incluye dos válvulas independientes que permiten un ajuste personalizado del nivel de aire, lo que garantiza una distribución uniforme de la presión y reduce el riesgo de úlceras por presión. Además, su material Laxprene, antialérgico y altamente resistente, asegura durabilidad y confort. Su sistema de inflado fácil y la funda con base antideslizante mejoran la usabilidad y seguridad del producto.

Tallas y medidas – Cojín antiescaras de aire con 2 válvulas POLYAIR

Este cojín está disponible en varios tamaños y dos perfiles de altura, adaptándose así a las necesidades específicas de cada paciente. Las opciones de perfil bajo son ideales para pacientes más activos, mientras que los de perfil alto son perfectos para aquellos con movilidad limitada o en alto riesgo de úlceras.

Accesorios y Opciones

Cada cojín viene equipado con un manómetro electrónico para un inflado preciso, además de una funda especial impermeable y transpirable que reduce la maceración de la piel. Los cojines de perfil alto y bajo están diseñados para ofrecer soluciones específicas según el nivel de riesgo y la movilidad del usuario.

Modelo	Altura	Dimensiones	Peso máximo
C3636-6	6 cm	36 x 36 cm	60 kg
C4040-6	6 cm	40 x 40 cm	80 kg
C4043-6	6 cm	40 x 43 cm	90 kg
C4343-6	6 cm	43 x 43 cm	110 kg
C4640-6	6 cm	46 x 40 cm	120 kg
C4040-10	10 cm	40 x 40 cm	80 kg
C4043-10	10 cm	40 x 43 cm	90 kg
C4343-10	10 cm	43 x 43 cm	110 kg
C4640-10	10 cm	46 x 40 cm	120 kg
C5146-10	10 cm	51 x 45 cm	160 kg