

Cojín Antiescáras Viscoelástico Herradura Con Memoria - OSL1240



COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO HERRADURA CON MEMORIA

Descubre el confort y la tecnología avanzada del COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO HERRADURA CON MEMORIA, tu mejor aliado para la prevención y tratamiento auxiliar de las escaras. Este cojín está diseñado para proporcionar una estabilidad pélvica óptima y evitar la presión en las áreas sensibles, gracias a su espuma viscoelástica de alta densidad y su forma ergonómica.

Características y Beneficios

Este cojín antiescaras no solo ayuda a prevenir la formación de úlceras por presión, sino que también es ideal para el alivio de diversas condiciones postoperatorias y dolor crónico. Además, su diseño en herradura, con un ligero declive en los muslos y una elevación central, proporciona un efecto abductor natural, evitando el contacto directo entre las piernas y facilitando así una postura correcta y cómoda.

Especificaciones Técnicas – COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO HERRADURA CON MEMORIA

Característica	Descripción
Material	Espuma viscoelástica de alta densidad



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com



Dimensiones	42 × 42 cm
Color	Negro
Funda	Ref. OSL1201F
Densidad	80 kg/m ³

Indicaciones Principales

El cojín es perfecto para pacientes que requieren una prevención eficaz de escaras debido a periodos prolongados de sedestación. También es recomendado para el tratamiento de dolores post-parto, bursitis de cadera, y para procesos álgicos de la región sacrococcígea. Además, es una ayuda invaluable para cambios posturales y alivio de dolor en áreas específicas, como las regiones sacrococcígea, isquiática y glútea.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com