

Cojín Antiescáras Viscoelástico Herradura Con Memoria - OSL1240



COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO HERRADURA CON MEMORIA

Descubre el confort y la tecnología avanzada del **COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO HERRADURA CON MEMORIA**, tu mejor aliado para la prevención y tratamiento auxiliar de las escaras. Este cojín está diseñado para proporcionar una estabilidad pélvica óptima y evitar la presión en las áreas sensibles, gracias a su espuma viscoelástica de alta densidad y su forma ergonómica.

Características y Beneficios

Este cojín antiescaras no solo ayuda a prevenir la formación de úlceras por presión, sino que también es ideal para el alivio de diversas condiciones postoperatorias y dolor crónico. Además, su diseño en herradura, con un ligero declive en los muslos y una elevación central, proporciona un efecto abductor natural, evitando el contacto directo entre las piernas y facilitando así una postura correcta y cómoda.

Especificaciones Técnicas – COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO HERRADURA CON MEMORIA

| Característica | Descripción |
|----------------|---------------------------------------|
| Material | Espuma viscoelástica de alta densidad |

| | |
|-------------|----------------------|
| Dimensiones | 42 x 42 cm |
| Color | Negro |
| Funda | Ref. OSL1201F |
| Densidad | 80 kg/m ³ |

Indicaciones Principales

El cojín es perfecto para pacientes que requieren una prevención eficaz de escaras debido a periodos prolongados de sedestación. También es recomendado para el tratamiento de dolores post-parto, bursitis de cadera, y para procesos álgicos de la región sacrococcígea. Además, es una ayuda invaluable para cambios posturales y alivio de dolor en áreas específicas, como las regiones sacrococcígea, isquiática y glútea.