

Cojín Antiescaras Viscosilicona Cuadrado Con Memoria - OSL1260



Características Únicas del Cojín Antiescaras Viscosilicona Cuadrado Con Memoria

El **Cojín Antiescaras Viscosilicona Cuadrado con memoria** está diseñado con tecnología de «memoria de forma», se adapta perfectamente a tu cuerpo, reduciendo las presiones excesivas.

Optimización de la Comodidad y Soporte

La combinación de espuma de alta densidad y una almohadilla de silicona en la superficie proporciona una distribución óptima de las presiones en las zonas óseas de mayor riesgo, como el isquion y el sacro.

Beneficios para la Salud y Conveniencia

Este cojín no solo previene la formación de úlceras por presión sino que también es ideal para su uso en condiciones como fracturas y dolor anal crónico idiopático (DACI).

Facilita los cambios de postura y proporciona soporte para ligeras asimetrías posturales, lo que lo hace indispensable para personas que permanecen sentadas durante periodos prolongados.

Especificaciones del Cojín Antiescaras Viscosilicona Cuadrado Con Memoria

Características	Datos
Densidad de la Espuma	80 kg/m ³
Dimensiones	42 × 42 cm
Color Disponible	Negro
Indicaciones Médicas	Prevención de escaras, dolor anal crónico, bursitis de cadera, postura y estabilidad pélvica.
Talla de la Funda	Universal

Consejos de Uso y Mantenimiento

Para garantizar la máxima efectividad y durabilidad , se recomienda seguir las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas.

La limpieza regular de la funda y la inspección del estado del cojín para asegurar que mantiene todas sus propiedades de soporte y confort.

Adopta un enfoque proactivo hacia tu salud y bienestar con el **Cojín Viscosilicona Cuadrado Con Memoria**, tu aliado perfecto para una mejor calidad de vida.