

Cojín de celdas de aire BASIC AIR - CBASIC



Cojín de celdas de aire BASIC AIR

Descubre el confort y la seguridad que ofrece el **Cojín de celdas de aire BASIC AIR**, diseñado para prevenir las úlceras por presión. Gracias a su tecnología avanzada y materiales de alta calidad, este cojín es una elección excelente para quienes buscan una solución efectiva y duradera.

Características destacadas

El **Cojín BASIC AIR** está fabricado con Laxprene, una fórmula especial de neopreno que proporciona elasticidad y resistencia superior. Sus células flexibles están interconectadas para distribuir y disminuir la presión, mejorando la circulación sanguínea en los capilares. Además, se adapta a la anatomía de cada usuario, ya que puede ser inflado y desinflado según el peso de la persona. Incluye una funda de poliuretano impermeable y transpirable, ideal para minimizar roces y mejorar la comodidad.

Tallas y medidas del Cojín de celdas de aire BASIC AIR

Modelo	Medidas	Alto	Peso máximo del usuario
C1-4040	40 x 40 cm	7 cm	90 kg
C1-4343	43 x 43 cm	7 cm	110 kg

Beneficios adicionales

Además de su capacidad para prevenir úlceras por presión, el **BASIC AIR** es altamente efectivo contra la maceración de la piel. Sus ranuras laterales facilitan la ventilación, reduciendo la acumulación de humedad y mejorando la respiración de la piel. La base antideslizante asegura que el cojín permanezca en su lugar, proporcionando seguridad y estabilidad.