

## Cojín de celdas de aire STAR StabilAir - STAR



### Cojín de celdas de aire STAR StabilAir

Descubre la innovación en comodidad y protección con el **Cojín de celdas de aire STAR StabilAir**. Diseñado especialmente para prevenir úlceras por presión, este cojín combina tecnología avanzada y materiales de alta calidad para ofrecerte lo último en cuidado personal.

### Características Principales

El cojín presenta una estructura única con celdas de aire interconectadas que se ajustan constantemente a los movimientos del usuario, ofreciendo una redistribución óptima de la presión. Además, los insertos de espuma en cada celda ralentizan el movimiento del aire, mejorando significativamente la estabilidad y confort.

### Beneficios Clave

La utilización del **Cojín de celdas de aire STAR StabilAir** garantiza una mayor estabilidad que los cojines tradicionales gracias a sus cilindros de espuma integrados. Esto es ideal para usuarios que requieren un nivel superior de prevención de úlceras, pero prefieren la sensación de cojines más convencionales. Además, la funda del cojín, fabricada en material transpirable y antialérgico, minimiza la maceración y mejora la transpiración cutánea.

### Accesorios Incluidos

Este cojín viene equipado con una serie de accesorios para facilitar su uso y mantenimiento. Incluye una funda especializada, una bomba de inflado manual, un manual de usuario y un kit de reparación, asegurando que siempre tengas lo necesario para disfrutar de su máximo potencial.

Modelo	Perfil 7,5 cm	Perfil 10 cm	Ancho asiento
26x26 cm	SA2626-7	SA2626-10	22-25 cm
26x30 cm	SA2630-7	SA2630-10	22-25 cm
26x34 cm	SA2634-7	SA2634-10	22-25 cm
30x26 cm	SA3026-7	SA3026-10	26-30 cm
30x30 cm	SA3030-7	SA3030-10	26-30 cm
30x34 cm	SA3034-7	SA3034-10	26-30 cm
30x39 cm	SA3039-7	SA3039-10	26-30 cm
34x26 cm	SA3426-7	SA3426-10	31-35 cm
34x30 cm	SA3430-7	SA3430-10	31-35 cm
34x34 cm	SA3434-7	SA3434-10	31-35 cm
34x39 cm	SA3439-7	SA3439-10	31-35 cm
34x44 cm	SA3444-7	SA3444-10	31-35 cm
39x30 cm	SA3930-7	SA3930-10	36-40 cm
39x34 cm	SA3934-7	SA3934-10	36-40 cm
39x39 cm	SA3939-7	SA3939-10	36-40 cm
39x44 cm	SA3944-7	SA3944-10	36-40 cm
39x49 cm	SA3949-7	SA3949-10	36-40 cm
39x53 cm	SA3953-7	SA3953-10	36-40 cm
44x34 cm	SA4434-7	SA4434-10	40-44 cm
44x39 cm	SA4439-7	SA4439-10	40-44 cm
44x44 cm	SA4444-7	SA4444-10	40-44 cm
44x49 cm	SA4449-7	SA4449-10	40-44 cm
44x53 cm	SA4453-7	SA4453-10	40-44 cm
49x39 cm	SA4939-7	SA4939-10	44-49 cm
49x44 cm	SA4944-7	SA4944-10	44-49 cm
49x49 cm	SA4949-7	SA4949-10	44-49 cm
49x53 cm	SA4953-7	SA4953-10	44-49 cm
53x39 cm	SA5339-7	SA5339-10	49-54 cm
53x44 cm	SA5344-7	SA5344-10	49-54 cm
53x49 cm	SA5349-7	SA5349-10	49-54 cm
53x53 cm	SA5353-7	SA5353-10	49-54 cm

El **Cojín de celdas de aire STAR StabilAir** no solo mejora la calidad de vida de sus usuarios, sino que también ofrece una solución duradera y eficaz para el cuidado personal avanzado. Aprovecha la tecnología de punta para mantener tu salud y comodidad día a día.