

Cojín de flotación AIR CUSHION - H9695



Cojín de flotación de aire AIR CUSHION

Descubre el innovador **Cojín de flotación de aire AIR CUSHION**, una solución perfecta para aquellos que buscan comodidad y prevención eficaz de úlceras por presión. Este cojín combina tecnología de aire y espuma viscoelástica, ofreciendo un nuevo concepto en cojines de aire.

Características y Beneficios

El AIR CUSHION se infla automáticamente sin la necesidad de una bomba, simplemente abriendo la válvula. Además, se ajusta a la forma anatómica del usuario cuando se deshincha, lo que permite encontrar el punto óptimo de confort al cerrar la válvula nuevamente. La eficacia terapéutica de este cojín ha sido clínicamente probada, ofreciendo no solo prevención contra las úlceras por presión sino también un aumento significativo en el confort del usuario.

Especificaciones Técnicas – Cojín de flotación de aire AIR CUSHION

Característica	Detalle
Modelo	H9695
Medidas	41 x 41 cm
Altura	7 cm
Inflado	Automático, sin bomba
Material	Aire y espuma viscoelástica

Indicaciones de Uso

Este cojín es ideal para personas que requieren largos periodos de sentado y están en riesgo de desarrollar úlceras por presión. Además, es perfecto para quienes buscan un cojín fácil de manejar y transportar debido a su capacidad de inflado y desinflado automático. Simplemente abra la válvula para inflar y después de sentarse, abra de nuevo para desinflar ajustándolo a su comodidad personal.