

Cojín de gel de silicona - C2



Cojín de gel de silicona

Descubre el confort innovador con el **Cojín de gel de silicona**, diseñado especialmente para personas que pasan largos periodos sentadas. Este cojín de flotación distribuye el peso de manera uniforme, aliviando la presión en los puntos de apoyo y minimizando el riesgo de úlceras de decúbito.

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
C2A	40 cm	40 cm	2,5 cm
C2B	45 cm	43 cm	2,5 cm

Beneficios del Cojín de gel de silicona

Este cojín es ideal porque reduce significativamente la posibilidad de úlceras por presión. Además, viene con una funda de poliuretano y base antideslizante, lo que garantiza seguridad y durabilidad. Está disponible en dos tamaños, adaptándose a diversas necesidades y tipos de sillas.

Tallas y medidas

El Cojín está disponible en dos tamaños prácticos:

- Modelo C2A: 40 cm x 40 cm x 2,5 cm.
- Modelo C2B: 45 cm x 43 cm x 2,5 cm.

Indicaciones de uso – Cojín de gel de silicona

Es especialmente útil para personas que debido a enfermedades o discapacidades deben mantenerse sentadas y tienen un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión. Sin embargo, su uso también se extiende a cualquier usuario que busque un mayor confort y protección en la zona de asiento.

El **Cojín** es una solución ideal para aquellos que necesitan permanecer sentados durante largos periodos. Este cojín de flotación distribuye uniformemente el peso del cuerpo, aliviando la presión en los puntos de apoyo y minimizando el riesgo de úlceras de decúbito.

Porque su diseño incluye una funda de poliuretano con base antideslizante, ofrece no solo comodidad sino también seguridad. Además, está disponible en dos tamaños, adaptándose a diversas necesidades y preferencias.